



Засоби бронезахисту


Вага бронежилету 6 класу захисту або IV рівня захисту залежить від матеріалу бронеплити (пластин) і може перевищувати 20 кг. Безперервний час носіння бронежилету залежить від його маси та метеорологічних умов.

Вага бронежилета	Орієнтовний час безперервного носіння
до 7 кг	до 12 год
до 9 кг	до 9 год
до 12 кг	до 5 год
до 16 кг	до 2 год
до 23 кг	до 1 год






Бронешоломи



Бронешолом із класом захисту 1А або III-A рівнем захисту забезпечує захист голови при падіннях, ударах, від впливу вибухової хвилі, дрібних осколків, пістолетних куль і куль легкої стрілецької зброї. Середня вага бронешолома може становити до 2 кг. Зазвичай кулезахисні шоломи бувають 4 розмірів та залежно від обхвату голови

Враховуючи, що бронешолом не призначений для захисту голови, органів дихання і зору від впливу полум'я та високих температур, слід в обов'язковому порядку використовувати термостійкі підшоломники для зменшення ризику отримання опіків обличчя під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій





Балістичні (тактичні) окуляри



Балістичні (тактичні) окуляри – це маска або окуляри закритого типу (можливі змішані варіанти), що мають балістичні стандарти безпеки.

Такі окуляри не використовують для повсякденного носіння через великий розмір, а надягають безпосередньо перед початком роботи. Вони щільно прилягають до обличчя або закріплюються поверх бронешолома і захищають очі та обличчя від дрібних осколків, пилу, вітру та полум'я





Індивідуальні медичні аптечки

Аптечні підсумки, як правило, кріпляться на бронежилет за допомогою системи Molle у горизонтальному чи вертикальному положенні. В окремих випадках підсумки можуть кріпитися за допомогою застібок «липучка».



Комплектування медичної аптечки:

- Бинти різних видів;
- Засіб для зупинки кровотечі гумовий ;
- Засіб для зупинки кровотечі механічний по типу Турнікет;
- Плівка з одностороннім клапаном для проведення штучної вентиляції легень;
- Ножиці для розрізання одягу і взуття з загнутим кінцем (атравматичні) ;
- Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом;
- Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см;%
- Трубка назофарингеальна (повітровід назофарингеальний з гелем на водній основі) ;
- Оклюзійна торакальна пов'язка (наліпка) на гелевій основі з клапаном або (без клапана) ;
- Інше